

Dato: 23.11.2018  
Prøve ID: N2018-11716  
ver 1

Gjelder: **Seter vannverk**

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 20.11.18      Analyseperiode: 20.11.18 - 23.11.18      Prøvetaker: Teknisk avdeling  
2018-11716-1      A) **Grunnvann, behandle**      Tatt ut: 19.11.18 Kl. 06:30  
Sted: **Kaia**  
Merket: Seter brygge

| Parameter                         | Metode                 | Resultat           | Enhet      | Måleusikkerhet | Grenseverdi |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| Kimtall 22°C                      | NS-EN ISO 6222         | <b>4</b>           | cfu/ml     | 1 - 20         | 100         |
| Koliforme bakterier               | NS-EN ISO 9308-2       | <b>1</b>           | MPN/100ml  | 0 - 6          | 0           |
| E.coli                            | NS-EN ISO 9308-2       | <b>&lt;1</b>       | MPN/100 ml |                | 0           |
| Intestinale enterokokker MF       | NS-EN ISO 7899-2       | <b>&lt;1</b>       | cfu/100ml  |                | 0           |
| Konduktivitet                     | NS-ISO 7888            | <b>47,6</b>        | mS/m       | ±1,900         | 250         |
| pH, surhetsgrad                   | NS-EN ISO 10523        | <b>8,36</b>        |            | ±0,20          | 6,5 - 9,5   |
| Temperatur i prøven ved pH-måling | ref. NS-EN ISO 10523   | <b>21,7</b>        | °C         | ±0,4           |             |
| Turbiditet                        | NS-EN ISO 7027-1       | <b>&lt;0,5</b>     | FNU        |                |             |
| Farge                             | NS-EN ISO 7887, met. C | <b>6</b>           | mg Pt/l    | ±1,1           | 20          |
| *Lukt                             | Intern                 | <b>Ikke påvist</b> |            |                |             |

\*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Kimtall i vann bør, i hht metoden NS-EN ISO 6222, analyseres innen 12 timer etter tapping, der temperaturen holdes på 5±3 °C. Denne prøven ble analysert ca. 29 timer etter tapping. Prøven var kald ved mottak på laboratoriet.

Med hilsen Kystlab AS



Gunn Heidi Husby Lian  
Laboratorieingeniør Fosen

Kopi til  
Harald Stein (E-mail)